


RISERVATO AI NUTRIZIONISTI



*Metodologie
per la nutrizione clinica*

DIETOSYSTEM

Il benessere come scienza

Suite Nutrizionale Dietosystem®

La **Suite Nutrizionale Dietosystem®** è lo strumento diagnostico-terapeutico più completo ed efficace per il trattamento dei problemi nutrizionali del paziente. Un vero e proprio protocollo nutrizionale in supporto al professionista che intende offrire la miglior soluzione nutrizionale per il trattamento dei disturbi ponderali e di oltre 360 condizioni fisiopatologiche.

Il protocollo **Suite Nutrizionale Dietosystem®**, con le sue metodologie diagnostico-terapeutiche, rappresenta il più aggiornato sistema di analisi dello stato nutrizionale e di prescrizione dietetica personalizzata e il più innovativo e versatile strumento per la routine ambulatoriale del professionista

La **Suite Nutrizionale Dietosystem®** è utilizzata da oltre 15.000 nutrizionisti in Italia.

Le metodologie della Suite Nutrizionale Dietosystem®

DIAGNOSTICA *versione stand alone*

- Impedenziometria in multifrequenza **Human Im Touch®**
- Antropometrica **Dietosystem®**
- Food Intake **Dietosystem®**

TERAPIA *versione stand alone*

- Terapia Alimentare **Dietosystem®**

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO *versione on demand*

- Suite Nutrizionale **Dietosystem®** completa, versione *pay for use*

La **Diagnostica** rappresenta il più aggiornato sistema per l'analisi delle informazioni sul paziente e garantisce il successo della **Terapia Alimentare Dietosystem®**. Le indagini per la valutazione dello stato nutrizionale (food intake, screening psicometrici, antropometria e impedenziometria) utilizzano software e medical device semplici nell'uso ma tecnologicamente molto innovativi, con un occhio particolare alla completezza dei referti, alla loro comprensibilità e alla capacità di essere uno strumento indispensabile in supporto al professionista. Una diagnosi funzionale che mette al centro il paziente nella globalità dei suoi disturbi e dei malesseri, declinata in ogni fase della relazione medico-paziente per migliorare costantemente la sua compliance e quindi garantire il raggiungimento dei risultati.

La **Terapia** è garantita dal software di **Terapia Alimentare Dietosystem®** per ogni tipologia di costume alimentare, offre una prescrizione bilanciata e rigorosamente personalizzata per le diverse condizioni fisiopatologiche. Il software **Dietosystem®**, proprio per l'esperienza maturata con milioni di pazienti trattati, ha rinnovato l'approccio dietetico, ottenendo un'adesione elevatissima e garantendo, oltre al beneficio clinico, un importante successo professionale.

Dietosystem® a completamento delle sue metodiche distribuisce un'ampia gamma di **Strumenti Antropometrici**, validati a livello internazionale per consentire il rilievo di tutti i parametri corporei; in dettaglio: Peso, Statura, Ampiezza, Lunghezze, Circonferenze e Volumi,

La selezione strumentale è basata sui seguenti requisiti:

- Qualità degli strumenti
- Validazione scientifica delle misure e presenza documentata nella letteratura scientifica
- Accuratezza e precisione certificata
- Manutenzione e garanzia estesa nel tempo

Impedenziometria in multifrequenza Human Im Touch®

Il nuovo sistema portatile touch

Portabilità, affidabilità, praticità e versatilità sono i plus principali di **Human Im Touch®**. Strumento diagnostico indispensabile, nella routine ambulatoriale, per un'immediata analisi dello stato nutrizionale attraverso la valutazione bicompartimentale e del metabolismo, dello stato di idratazione dei tessuti, delle componenti metaboliche e dello stato elettrolitico.

Grazie alla nuova progettazione **Human Im Touch®** è adatto alle più ampie necessità: dall'utilizzo a domicilio nella forma portatile all'impiego in ambulatorio nella sua forma più tradizionale grazie alla sua docking station.

Human Im Touch® conferisce un ulteriore impulso alle potenzialità operative consentendo di lavorare in modalità stand alone. Guidato da una pratica interfaccia touch multifunzione, l'utente potrà eseguire i test, conservarne i dati, verificarne i risultati e avvalersi della pratica rappresentazione grafica che ne facilita l'interpretazione.

Il software a corredo conferma l'accuratezza dei risultati grazie alla vasta libreria di equazioni predittive specifiche per target di età e di condizioni fisiopatologiche, selezionate automaticamente dal software.



Caratteristiche tecniche

TECNOLOGIA

- **Human Im Touch®** opera anche senza il PC
- L'ampio display visualizza le misure e le rappresenta anche in forma grafica
- Il cavo USB, che collega PC e strumento, consente l'acquisizione dei parametri

CONFIGURAZIONI

- **Total Body** (età pediatrica, adulta e geriatrica) - da 2 a 5 frequenze
- **Segmentale** (età adulta e geriatrica) - 5 frequenze

AREA DIAGNOSTICA

- **Fisiologia** (bambini, adolescenti, adulti) e **Fisiologia speciale** (gestante, nutrice)
- **Fisiopatologia** (normopeso, sovrappeso, obesità, sottopeso)
- **Patologie croniche/acute - Medicina estetica e correttiva**

PARAMETRI ANALIZZATI

BMI	Indice di Massa Corporea	BCM	Massa Metabolicamente Attiva
TBW	Acqua Corporea Totale	ECM	Massa Extracellulare Inerte
ICW	Acqua Intra Cellulare	Ke e Nae	Potassio e Sodio Scambiabile
ECW	Acqua Extra Cellulare	TBK e TBN	Potassio e Azoto Corporeo
FAT	Massa Grassa	SMI e SM	Indice e Massa muscolare scheletrica
FFM	Massa Magra	BMR	Metabolismo Basale

DOTAZIONE

Il Kit comprende:

- Human Im Touch
- Borsa per il trasporto
- Alimentatore medicale
- Cavo sonde
- Scheda di test
- 100 Elettrodi monouso
- Docking Station
- Software per Microsoft Windows®

Antropolicometria Dietosystem®

L'arte di misurare il corpo

L'Antropolicometria Dietosystem® è la più ricca soluzione applicativa nella pratica ambulatoriale presente oggi sul mercato per una diagnosi globale.

È uno strumento diagnostico pratico, attendibile e completo ideato e formulato per la più vasta utenza.

Propone una modalità di lavoro precisa e finalizzata al conseguimento della più snella operatività congiuntamente allo specifico target clinico.

Il software, associato al kit antropolicometrico, è in grado di analizzare la struttura scheletrica, lo sviluppo osseo, la ripartizione del tessuto adiposo e della muscolarità.



Caratteristiche tecniche

CONFIGURAZIONI

- Opera Completa (età pediatrica, adulta e geriatrica)

AREA DIAGNOSTICA

- Fisiologia (bambini, adolescenti, adulti) e Fisiologia speciale (gestante, nutrice)
- Fisiopatologia (normopeso, sovrappeso, obesità, sottopeso)
- Patologie croniche/acute - Medicina estetica e correttiva

PARAMETRI ANALIZZATI

BMI	Indice di Massa Corporea	IVA	Volume Grasso Viscerale
BMR	Metabolismo Basale	AI	Area Grasso Intraddominale
WHR	Rapporto Circ.Vita-Coscia	AS	Area Grasso Sottocutaneo Addominale
WTR	Rapporto Circ.Vita-Fianchi	TBM	Massa Muscolare Totale
CARTER	Somatotipo	TBMI	Indice di Massa Muscolare
AMA	Area Muscolare Braccio	FAT	Massa Grassa
AFA	Area Lipidica Braccio	FFM	Massa Magra
TMA	Area Muscolare Coscia	DB	Densità Corporea
TFA	Area Lipidica Coscia	SB	Superficie Corporea

DOTAZIONE

Il Kit comprende:

- Calibro
- Plicometro Holtain
- Metro
- Software Opera Completa per Microsoft Windows®

Food Intake Dietosystem®

La disamina quali-quantitativa dell'assunzione degli alimenti

Food Intake Dietosystem® è il più qualificato software, impiegato nella routine ambulatoriale per la rilevazione dell'abitudine e del consumo alimentare.

Food Intake Dietosystem® con lo specifico atlante iconografico ad esso collegato, costituisce una metodologia standard di riferimento per la rilevazione dell'abitudine alimentare del giorno precedente (24 hr recall) o la registrazione quotidiana del consumo di cibo attraverso il diario (3 day o 7 day record).

Inoltre **Food Intake Dietosystem®** consente di modificare gli alimenti introdotti e ottenere la rielaborazione di tutti i parametri nutrizionali diventando così un generatore di diete sulla base di un'alimentazione reale e aderente all'abito alimentare del soggetto intervistato.



Caratteristiche tecniche

LE BANCHE DATI

- 2500 ingredienti - 6000 ricette - 110 campi bromatologici

MODULI SPECIALISTICI

- Fisiologia (bambini, adolescenti, adulti) e Fisiologia speciale (gestante, nutrice)
- Fisiopatologia (normopeso, sovrappeso, obesità, sottopeso)
- Patologie croniche/acute - Medicina estetica e correttiva

IL TARGET

- La collettività scolastica e lavorativa
- Il singolo individuo classificato per stato nutrizionale

LE FUNZIONI

- Comparazione con i fabbisogni raccomandati
- Funzioni di ricalcolo sui correttivi dietetici
- Indici di qualità nutrizionale

DOTAZIONE

Il Kit comprende:

- CD Rom
- Chiave USB
- 3 poster per lo studio
- Espositore con quartini per lo studio

Terapia Alimentare Dietosystem®

Il beneficio clinico unitamente alla miglior compliance

Terapia Alimentare Dietosystem® è uno strumento dinamico, aperto e flessibile destinato al professionista che si occupa di nutrizione e di educazione alimentare.

Di grande ausilio in ambito ambulatoriale sia privato che pubblico

Terapia Alimentare Dietosystem®:

- è la più ricca proposta nutrizionale dedicata a tutti gli stati fisio-patologici
- è la soluzione ideale per i programmi educazionali e di prevenzione
- è un percorso che coniuga il benessere con la pratica clinica
- è una soluzione correttiva e terapeutica mirata al beneficio clinico
- è una dieta non "impositiva" ma plasmabile secondo le preferenze del paziente
- è aperta alla massima interazione del professionista
- è aperta all'acquisizione dei parametri plicometrici e impedenziometrici.



Caratteristiche tecniche

LE BANCHE DATI

- 2500 ingredienti - 6000 ricette - 110 campi bromatologici - 360 patologie

AREA DIAGNOSTICA

- Fisiologia (bambini, adolescenti, adulti) e Fisiologia speciale (gestante, nutrice)
- Fisiopatologia (normopeso, sovrappeso, obesità, sottopeso)
- Patologie croniche/acute - Medicina estetica e correttiva

MODULI SPECIALISTICI

- Food Intake
- Speciali Regimi Alimentari
- Patologia Adulti
- Patologia Pediatrica
- Area Estetica
- Sport
- Patologia Post Operatoria
- Altri Stili Alimentari
- Schede counselling/sinottiche
- Molecolare
- Ristorazione
- Allergie/Intolleranze
- Disbiosi
- Sarcopenia

CONFIGURAZIONI

- Start - Base - Completa

FUNZIONI

- Raccolta dei dati relativi all'inquadramento clinico e nutrizionale
- Determinazione dei fabbisogni secondo la fisiologia, patologia o stile di vita
- Personalizzazione a video della proposta dietetica
- Stampa della soluzione dietetica

DOTAZIONE

Il Kit comprende:

- CD Rom
- 3 poster per lo studio
- Chiave USB
- Espositore con quartini per lo studi

Suite Nutrizionale On Demand Dietosystem®

Da oggi la Suite Nutrizionale Completa
con un click in modalità *pay for use*

Dietosystem® offre a Medici, Biologi Nutrizionisti e Dietisti l'opportunità di utilizzare il completo protocollo diagnostico-terapeutico in modalità **pay for use**, acquistando esclusivamente le elaborazioni di cui necessita.

Questa modalità è consigliata ai professionisti che vogliono offrire la miglior soluzione nutrizionale per il trattamento dei disturbi ponderali e di oltre 360 condizioni fisiopatologiche senza dover sostenere alcun investimento. Particolarmente indicata anche all'avviamento della propria attività libero professionale o nel completamento dell'offerta ai propri pazienti.

COME ACCEDERE AL SERVIZIO

Accedendo al sito www.dsmedica.info/ondemand verranno richieste le credenziali del professionista



Se non è registrato, potrà farlo gratuitamente all'indirizzo www.welfarelink.it ed entrare nella più importante community online certificata dalle istituzioni italiane. Ottenute le personali credenziali potrà scaricare gratuitamente dal sito il protocollo **Suite Nutrizionale On Demand**.

REQUISITI MINIMI

- PC a 32 bit
- Microsoft Windows XP
- 2 GB di memoria RAM
- 1 GB di spazio su Hard Disk
- Scheda grafica 1366x768
- Acrobat Reader
- Mouse
- Tastiera
- Connessione internet

COSTI DEL SERVIZIO

I servizi sono a pagamento e resi attraverso crediti prepagati, che potrà acquistare dallo store DS Medica www.dsmedica.info/ondemand

SILVER

Pacchetto da **300 crediti**

GOLD

Pacchetto da **600 crediti**

PLATINUM

Pacchetto da **1.200 crediti**

• Analisi antropoplicometrica	10 crediti
• Analisi antropoplicometrica (con plicometro - comodato d'uso) [#]	14 crediti
• Analisi impedenziometrica	20 crediti
• Analisi impedenziometrica (con BIA Light - comodato d'uso)*	30 crediti
• Piano alimentare	30 crediti
• Terapia alimentare	40 crediti
• Food Intake	20 crediti
• Test psicometrici	10 crediti

#



Plicometro in comodato d'uso

Per effettuare l'analisi antropoplicometrica abbiamo previsto la concessione in **comodato d'uso gratuito** di un plicometro "tipo Lange".

Questa opportunità è riservata all'**Offerta Gold**.

Il comodato d'uso della durata di 12 mesi, rinnovabile, prevede l'acquisto di almeno **2 pacchetti Gold nei 12 mesi**.

*



Impedenziometro in comodato d'uso

Per elaborare l'analisi impedenziometrica abbiamo previsto la concessione in **comodato d'uso gratuito** dell'impedenziometro monofrequenza (50kHz) **Bia Light** certificato dalla ns Azienda. Questa opportunità è riservata all'**Offerta Platinum**.

Il comodato d'uso della durata di 12 mesi, rinnovabile, prevede l'acquisto di almeno **2 pacchetti Platinum nei 12 mesi**.

La qualità dei servizi Dietosystem®

Dietosystem® con la **Suite Nutrizionale** garantisce un protocollo diagnostico-terapeutico che assicura un'elevata compliance del paziente e un sicuro successo professionale per l'operatore.

Dietosystem® assicura prestazioni di qualità restituendo al professionista e al suo paziente un ruolo di centralità. Formazione e didattica, assistenza tecnica e nutrizionale, materiali di counselling e strumenti di comunicazione completano e supportano il professionista nella sua attività ambulatoriale.

L'adesione alla **Suite Nutrizionale Dietosystem®** assicura:

- Formazione
- Assistenza
- Aggiornamenti

FORMAZIONE ALL'USO DEI PROGRAMMI

Ogni procedura distribuita viene consegnata da personale tecnico qualificato presso lo studio professionale su tutto il territorio nazionale.

ASSISTENZA TECNICA E NUTRIZIONALE

L'assistenza è realizzata da uno staff tecnico e nutrizionale qualificato per un valido supporto al corretto funzionamento dei software e per una soluzione immediata delle problematiche clinico-dietologiche.

AGGIORNAMENTI

Dietosystem® salvaguardia l'investimento del proprio Utente attraverso aggiornamenti annuali dai contenuti scientifici e tecnologici.

IL CONTRATTO DS ÉLITE

Grazie al servizio **DS Élite**, servizio di aggiornamento annuale, l'Utente potrà rimanere sempre aggiornato e allineato con le ultime evidenze scientifiche e non preoccuparsi di controllare i suoi aggiornamenti perché sarà **Dietosystem®** a fornirglieli automaticamente.

Aderendo al servizio annuale **DS Élite**, l'Utente potrà inoltre usufruire:

- del servizio di assistenza tecnica- nutrizionale chiamando il n° unico 02 2800 5700
- della connessione in modalità remota per la risoluzione di eventuali problemi
- della connessione in modalità remota per l'assistenza all'uso
- dello sconto del 30% sul costo orario del personale tecnico di **DS Medica** per l'assistenza straordinaria presso la sede del cliente.
- di una installazione aggiuntiva in modalità telefonica o remota
- di un addestramento aggiuntivo (max 2 ore) in modalità telefonica o remota
- dello sconto del 30% su successive installazioni e addestramenti online
- dello sconto del 20% sull'acquisto di software **DS Medica**
- dello sconto del 10% sull'acquisto di strumenti **DS Medica**
- dello sconto del 10% sull'acquisto di materiale di consumo di **DS Medica**
- dell'attivazione del sito personale per il professionista (Doc Site)

DS Medica è presente
sui social network



Facebook



LinkedIn



Twitter

Dietosystem® cura la pagina
"Dimagrire in salute"





 **Contact center 02 2800 5700**

 **Fax 02 2817 2299**

 **nutrizione@dsmedica.info**

 **www.dsmedica.info**

DIETOSYSTEM

Il benessere come scienza

una divisione di DS MEDICA

Sede: Viale Monza 133 - 20125 MILANO
Filiali: Roma, Viale Regina Margherita 302
Napoli, Via Jannelli 646

Certificata **UNI EN ISO 9001:2008**
e **UNI EN ISO 13485:2012**
da **KIWA CERMET**